

get it!

NSK Kampanjerbjudanden

NSK
Create it

GÄLLER FRÅN
1 MARS TILL
30 JUNI 2024



**SE VÅRT
FANTASTISKA
MÄNGDERBJUDANDE!**



**NYHET!
VÄRLDENS
KRAFTFULLASTE
TURBIN!**



**SPECIELLT FRAMTAGEN
FÖR ZIRKONIABORR.
LITET HUVUD
OCH HÖG EFFEKT!**



Luftturbiner/Vinkelstycken

Oslagbar kraft

NYHET

Nyhet Ti-Max Z Turbine Z990 / Z890

Världens kraftfullaste turbin 44W*

*Z990L, Lufttryck vid 0,42 Mpa

Den perfekta balansen! Mer kraft innebär effektivare prestanda och tidsbesparing, till glädje för både tandläkare och patient. NSK har med den nya Ti-Max Z990L turbinen skapat oöverträffad kraft, aldrig tidigare skådad - för en arbetsupplevelse som kombinerar säkerhet, komfort och användarvänlighet.



1
Bättre prestanda
på kortare tid




2
Maximal säkerhet



3
Optimal komfort och
användarvänlighet



Mer information



Ti-Max Z

Upplev som aldrig förr den oöverträffade skärkraften hos branschens ledande 44W-turbin. Gör det enkelt att ta bort zirkoniumoxid, vilket minskar tiden vid stolen och minimerar patientens obehag.



MODELL Z890L

13.200 SEK*
15.900 SEK*



MODELL Z990L

13.200 SEK*
15.900 SEK*



MODELL Z micro

13.200 SEK*
15.900 SEK*

Finns även för KaVo®MULTiflex® LUX-koppling (KL), Sirona® snabbkoppling (SL) och W&H® Roto Quick®-koppling (WL)

KAMPANJ

GÄLLER ALLA TURBINER,
HAND- OCH VINKELSTYCKEN

Köp 3 och

Luftturbiner/Vinkelstycken

Ti-Max Z LÅGVARV

Instrumenten i Z-serien lågvarv är optimalt utformade för att ge dig ännu bättre åtkomst och sikt. Med ultra-minihuvuden och de smalaste halsarna någonsin når du svåråtkomliga behandlingsområden. Ljudnivån är lägsta möjliga och vibrationerna knappt märkbara. Z-serien är tillverkad i titan och ytbehandlad med NSK Duracoat.



MODELL **Z25L**
• 1:1 Direkt drift

9.520 SEK*
10.680 SEK*



MODELL **Z84L**
• 1:4,5 Ökning
• Zirkonia Cutter

14.900 SEK*
16.800 SEK*



MODELL **Z95L**
• 1:5 Ökning

14.460 SEK*
16.210 SEK*



MODELL **Z45L**
• 1:4,2 Ökning

14.170 SEK*
15.890 SEK*



DAGS ATT BYTA



Se hur effektivt NSK vinkelstycken minskar aerosolen inne i kliniken

Mindre aerosoler mindre risk



Endast vatten



Vatten och sprayluft

Lätt att växla mellan spray på/av



NSK har uppfunnit ett nytt sätt för att minska aerosolen som skapas i roterande instrument. Ingen annan tillverkare av roterande instrument erbjuder denna bekväma och effektiva funktion. Sprayluften bidrar till att skapa aerosoler i och runt patienten. Vinkelstycket producerar mycket mindre aerosoler jämfört med turbiner och genom att stänga av luftsprågen i dessa instrument genereras ännu mindre aerosol. Detta innebär att riskerna för smitta och infektioner minskar avsevärt.

Snabbt och enkelt att byta mellan vatten och spray.

få ett 4:e på köpet!

Luftturbiner/Vinkelstycken

S-Max M TURBINVINKELSTYCKEN

NSK's prisvärda standardserie erbjuder kvalitetsinstrument med hållbara interna komponenter. Vinkelstyckena har en slimmad design med smalare grepp, vilket gör det enklare för användaren att obehindrat nå även molarer. I samtliga produkter ingår NSKs push button chuck för enkelt och säkert borrarbyte utan krav på verktyg. Instrumenten når hela 26 W i effekt, samtidigt som vibration och ljudnivå är låg. Höljet i S-Max-serien är tillverkad i rostfritt stål, den blåstrade ytbehandlingen ger ett säkert grepp.



MODELL **M900L**

7.450 SEK*
8-350-SEK*



MODELL **M800L**

7.450 SEK*
8-350-SEK*

Finns även för KaVo®MULTIflex® LUX-koppling (KL), Sirona® snabbkoppling (SL) och W&H® Roto Quick®-koppling (WL)

S-Max M LÅGVARV

S-Max lågvarvsserie är driftsäker, har hög prestanda och interna komponenter med mycket hög hållbarhet. Designen är slimmad. Chucksystemet gör borrarbytet enkelt och säkert. M95-, M25- och M15-vinkelstycken finns både med och utan ljus, M65 finns enbart utan ljus.



MODELL **M95L**
• 1:5 Ökning

9.640 SEK*
10-820-SEK*



MODELL **M25L**
• 1:1 Direkt drift

6.860 SEK*
7-700-SEK*



MODELL **M65**
• 1:1 Direkt drift

5.600 SEK*
6-400-SEK*



MODELL **FX57m**
• 4:1 Reducering

3.230 SEK*
3-620-SEK*

Ti-Max X55

Ett IPR-vinkelstycke är ett vinkelstycke för interproximal reduktion (IPR) av tänder. Det är utformat för att avlägsna minimala mängder tandmaterial från sidoytorna av tänderna, främst mellan tänderna, för att skapa utrymme och korrigera tändernas placering. IPR-vinkelstycket möjliggör noggrann och kontrollerad tandjustering genom att ta bort små mängder emalj. Det är en viktig komponent inom ortodontisk behandling, särskilt vid användning av tandställningar eller andra tandregleringsmetoder, för att uppnå önskad tandposition och en harmonisk bettjustering



MODELL **Ti-Max X55**
• 4:1 Reducering

5.625 SEK*
7-500-SEK*

KAMPANJ

GÄLLER ALLA TURBINER, HAND- OCH VINKELSTYCKEN

Köp 3 och få ett 4:e på köpet!

Varios Combi Pro

KOMPLETT LÖSNING MED SCALER OCH AIRPOLISH
FÖR BÅDE SUPRA- OCH SUBGINGIVALA BEHANDLINGAR

3-I-1

ULTRALJUD MED SKONSAM

I-PIEZOTEKNIK OCH AIRPOLISH

Varios Combi Pro innehåller:

- Kontrollenhet
- Ultraljudssats inkl. LED-handstycke
- Supragingival airpolish
- Multifunktionell fotpedal
- Spetsar G4, G8 och G16
- Andra tillbehör

MODELL **Varios Combi Pro**

56.300 SEK*

84.850 SEK*



Mer
information:



VÄRDEPAKET P4+C

Varios Combi Pro med
ultraljuds- och airpolish
för supragingival användning



Perio-sats
(subgingival användning)



Ett extra ultraljudshandstycke
Varios2 LUX HP



iCart Prophy

85.290 SEK*

106.620 SEK*

SPARA 21.330 SEK*



“

Under mina många år som tandhygienist har jag arbetat med många olika maskiner. Det som tilltalar mig med Varios Combi Pro är att den är så tydlig och lättmanövrerad. Ergonomiskt handstycke med bra ljus och ett stort urval av spetsar. Både airpolish och ultraljud ger bra resultat redan på låg effekt. Mina patienter upplever den som behagligt skonsam. Stilren maskin som passar perfekt i mitt behandlingsrum!

Jörgen Carlsson

TANDHYGIENIST på St:ERIKSPLANS TANDHÄLSA

”

Prophy-Mate neo

Prophy-Mate neo finns med fattning som passar till NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick och Bien-Air Uniflex.

AIRPOLISH FÖR SUPRAGINGIVAL ANVÄNDNING

VÄRDEPAKET P1

Prophy-Mate neo

+ Ett extra Prophy-Mate neo-handstycke

+ FLASH pearl 4 x 300g
(Kalciumbaserat rengöringspulver)

13.270 SEK*

16.580 SEK*

SPARA **3.310 SEK***



Perio-Mate

Perio-Mate finns med fattning som passar till NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick och Bien-Air Uniflex.

AIRPOLISH FÖR SUPRA- OCH SUBGINGIVAL ANVÄNDNING

VÄRDEPAKET P2

Perio-Mate

+ Ett extra Perio-Mate-handstycke

+ Perio Mate-pulver 2 x 160g
(Glycinbaserat pulver)

15.160 SEK*

18.950 SEK*

SPARA **3.790 SEK***



MEGAPACK P3

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

KOMBINERAT SPARPAKET P1 OCH P2

26.540 SEK*

33.170 SEK*

SPARA **6.630 SEK***

Perio-Mate Powder SUPRA- OCH SUBGINGIVALT PULVER



- Genomsnittlig pulverpartikeldiameter är 23 µm
- Pulvret är glycinbaserat
- Används supra- och subgingivalt
- Vattenlösligt för att förhindra subgingival retention

MODELL **Perio-Mate Powder**
• 2 x 160g

815 SEK*
940 SEK*

FLASH pearl SUPRAGINGIVALT PULVER



FLASH Pearl är ett kalciumrengöringspulver med en genomsnittlig partikelstorlek på 54 µm för supragingival användning. Pulvergranulernas sfäriska form minimerar skador på tänder och mjukvävnad samtidigt som du tar bort plack och missfärgingar på ett snabbt och säkert sätt. Pulvret är inte saltbaserat vilket ger en trevligare patientupplevelse i form av smak och att det sticker mindre i slemhinnan. Pulvrets egenskaper innebär också att man minimerar stopp och igensättning i sin handy eller bordsapparat.

MODELL **FLASH pearl**
• 4 x 300g

995 SEK*
1.150 SEK*

Scalerspetsar 80 SPETSAR FÖR ALLA INDIKATIONER

Tillägg: Kombinyckel REF: Z221076

Komplett
spetsutbud



SCALING



725 SEK*
830 SEK*



G1-E



G2-E



G3-E



G6-E

PERIO



980 SEK*
1.090 SEK*



P21R-E



P21L-E




P25R-E



P25L-E



P20-E



KAMPANJ

Köp 6 spetsar, betala för 5!

Surgic Pro2

Kraftfull och pålitlig med flera nya egenskaper:

- Lättare och mindre motordel
- Enkel inställning och överblick av värden via den stora skärmen
- Ny teknik med färg LED ger naturligare färgåtergivning än vit LED
- Trådlösa kopplingar via bluetooth till fotkontroll, Osseo100(+) och iPads.
- Med iPad kopplad kan värden liveövervakas och sparas.
- Enheten kan också kopplas trådlöst till VarioSurg3.



MODELL **Surgic Pro2 OPT**

Komplett maskin med:

- Trådlös fotpedal
- Motor med ledljus
- Implantatvinkelstycke X-SG20L (20:1) med ledljus.

46.900 SEK*

70.450 SEK*

SPARA 23.550 SEK*

VÄRDEPAKET S7-B

Surgic Pro2 OPT



Ett extra vinkelstycke X-SG20L (20:1)



Kirurgiskt handstycke X-SG65L m. L. (1:1)

57.380 SEK*

83.000 SEK*

SPARA 25.620 SEK*



IMPLANTAT OCH KIRURGIBEHANDLING TILL EN NY NIVÅ

Operativitet, säkerhet och trådlös anslutning. Dessa tre punkter är där den nya Surgic Pro2 gör skillnaden. NSK:s kirurgiska mikromotor presenterar en extraordinär innovation. Designad för att ge Tandläkaren den bästa enheten och njuta av den mest effektiva, säkra och bekväma arbetsupplevelsen. Det finns många anledningar att välja Surgic Pro2.



1 Förbättrad operativitet tack vare den nya och mer kompakta motorn. Tyngdpunkten närmare huvudet på vinkelstycket ger mer komfort och mindre trötthet. Maximal vridmomentprecision. NSK:s avancerade AHC-kalibreringssystem erbjuder maximal säkerhet vid implantatplacering



2 Känslig och säker display tack vare den nya platta skärmen som är lätt att rengöra. Den intelligenta pekskärmen är utformad för att svara även när man bär operationshandskar.



3 För att möjliggöra att du ser blod och tandkött som om de hade naturligt ljus och därigenom ge bättre synlighet under varje ingrepp samtidigt som minimal värme genereras.



4 Tack vare den nya irrigationspumpen som ger ett jämnt irrigationsflöde samtidigt som den passar perfekt till den kompakta designen av enheten.



5 NSK:s avancerade AHC-kalibreringssystem erbjuder maximal säkerhet vid placering



6 För att förbättra beslutsfattandet vid implantatbelastning. Särskilt viktigt vid direktbelastning eller patienter med hög risk.



7 Till flera enheter som VarioSurg3, Osseo100+, trådlös kontrollpedal och iPad för att väsentligt förbättra omfånget av kirurgiska behandlingar.



8 400 g lättare än föregående modell. Funktioner inkluderar val av irrigationsflöde, programval, rotationsriktning och rotationshastighet. Pedalen kan också anpassas efter varje Tandläkares preferenser.

Kirurgi- och Implantatvinkelstycken



MODELL **X-SG20L**
• 20:1 Reducering

12.550 SEK*
16.540-SEK*



MODELL **X-SG25L**
• 1:1 Direkt drift

8.630 SEK*
11.380-SEK*



MODELL **X-SG93L**
• 1:3 Ökning

12.870 SEK*
13.788-SEK*



MODELL **Z-SG45L**
• 1:3 Ökning

12.990 SEK*
17.140-SEK*



MODELL **SG20**
• 20:1 Reducering

8.730 SEK*
11.510-SEK*



MODELL **X-SG65L**
• 1:1 Direkt drift

10.490 SEK*
13.840-SEK*



MODELL **SGS-ES**
• 1:1 Direkt drift
• Inkl. sprayclip

5.290 SEK*
6.960-SEK*



MODELL **SGA-ES**
• 1:1 Direkt drift
• Inkl. sprayclip

7.200 SEK*
9.460-SEK*

KAMPANJ

GÄLLER ALLA TURBINER, HAND- OCH VINKELSTYCKEN

Köp 3 och få ett 4:e på köpet!

VarioSurg3

KRAFTFULLT KIRURGISKT ULTRALJUDSSYSTEM MED LED



- Högsta skäreffektivitet
- Smalt och lätt ultraljudshandstykke
- Omfattande spetsserie
- Link System med Surgic Pro

Inkluderar:

Basis H-S spetsats och steriliseringskassett



MODELL **VarioSurg3**

- Komplett maskin inkl. Basic H-S-sats och steriliseringskassett

59.900 SEK*
81.200 SEK*

OSLAGBART PRIS!

För att kunna koppla VarioSurg3 till Surgic Pro krävs antingen SG Link-sats eller iCart Duo + Link -kabel. VarioSurg3 kan kopplas till alla Surgic Pro-modeller.

NSK erbjuder ett utbud på över 50 spetsar för olika indikationer. Mer information finns på vår webbplats:

www.sweden.nsk-dental.com/products/surgical/



VID KÖP AV VARIOSURG3 SÅ FÅR DU DENNA PIEZOKURS PÅ KÖPET!



5.900 SEK*

EXTRAKTIONER MED PIEZOKIRURGI

Lär dig behärska den senaste tekniken inom dental kirurgi. Piezokirurgi är en innovativ metod för tandläkare som arbetar med kirurgi. De främsta fördelarna med piezotekniken är att den är säkrare, mer skonsam och mer precis än den konventionella tekniken.

KURSTILLFÄLLEN

24 maj 2024 i Göteborg, Sverige.
Föreläsare Jan Gudmundson

Kurser i piezokirurgi hålls kontinuerligt i NSKs lokaler i Göteborg.

Kursanmälan och frågor sker till info@nsk-nordic.com

Surgic Pro2 / Surgic Pro+*

MIKROMOTORSYSTEM
FÖR ORAL KIRURGI



VarioSurg3

ULTRALJUDSSYSTEM
FÖR BENKIRURGI

KAMPANJPAKET SV

*Surgic Pro2 eller Surgic Pro+
komplett maskin med LED inkl. optiskt
vinkelstycke X-DSG20L (20:1)



Optiskt vinkelstycke
X-DSG20L (20:1)



Kirurgiskt handstycke (optiskt)
X-SG65L (1:1)



VarioSurg 3 non-FT Komplett maskin utan
fotpedal inkl. Basic H-S-sats och
steriliseringskassett



Trådlös fotpedal



iCart Duo
inkl. Link-kabel

135.000 SEK*

184.800 SEK*

SPARA 49.800 SEK*



Spetsar för Piezokirurgi

MODELL H-SG1



MODELL SG17



MODELL SG7D



MODELL SG11



MODELL SG16A



MODELL SG15D



MODELL SG15B



Be om den kompletta katalogen från din NSK-säljare. Eller upptäck hela
sortimentet av spetsar genom att skanna den här QR-koden:
www.sweden.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/tip-surgery/



Osseo 100

ENHET FÖR MÄTNING AV OSSEOINTEGRATION

Osseo 100 hjälper tandläkaren att besluta när implantatet kan belastas genom att mäta implantatstabilitet och osseointegration.

Att veta säkert att man kan belastas är extra viktigt vid protokoll med kortare behandlingstid eller behandling av riskpatienter (tex diabetes, rökare, cancerdrabbade patienter). Osseo 100 mäter enkelt implantatstabilitet genom tre snabba steg.

Mätningen sker med hjälp av MultiPeg (tillgänglig för de flesta implantattyper).

3) MultiPeg ingår inte, säljs separat.

MODELL **Osseo 100**

26.750 SEK*

33.440 SEK*



Klart på bara 3 steg.
Titta på videoklippet
för att lära dig mer.



MultiPeg™

350 SEK*

420 SEK*



Scanna QR-kod för att se vilka MultiPegs som finns tillgängliga för olika implantatsystem och modeller.



Återanvändningsbar MultiPeg™

- För alla större implantatsystem
- Vävnadsvänlig, hållbar titan
- Autoklaverbar ca 20 gånger
- Optimal plattformsanpassning

ISQ Standard Calibrated



iSD900

SLADDLÖS PROTETISKRUVDRAGARE MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparande via automatisk momentdragning av fästskruvar på distans- och implantatnivå.
- Fungerar med de flesta implantatsystem
- Torquekalibrering (TCS)
- Justerbar momentbegränsning mellan 10 och 40 Ncm
- 3 hastigheter (15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-spak
- Tydlig LCD-display
- Laddare och uppladdningsbara batterier

MODELL **iSD900**

18.640 SEK*

23.300 SEK*



“

NSK:s iSD900 är en av de verktyg som aldrig borde saknas i en tandläkarpraktik, särskilt för dem som dagligen arbetar med implantologi. Tack vare detta verktyg kan jag skruva av eller på protetiska implantatkomponenter såsom genomgående skruvar eller läk-håttor, och fastställa momentet för skruvning med absolut precision, även i otillgängliga delar av munnen och hos patienter med begränsad munöppning. Dessutom gör iSD900 det möjligt för mig att även sätta in ortodontiska implantat utan att behöva använda den kirurgiska motorn. Sammanfattningsvis, jag finner det verkligen användbart, faktiskt oundgängligt.

Dr. Roberto Luongo

”

Mobil tandvård

VIVA ace

MOBILT TANDVÅRDSSYSTEM

Vikt: endast 8,5 kg!

VIVA ace är utrustad enligt följande:

- Borstlös LED-mikromotor NLX plus med Endo-funktioner
- Multifunktionell ultraljudsscaler Varios 170 med LED
- 3-vägs bläster utan lampa
- Saliv sugning
- Stor display

MODELL **VIVA ace**

127.350 SEK*

159.180 SEK*



Dentalone

MOBILT TANDVÅRDSUTRUSTNING

Dentalone är utrustad enligt följande:

- Borstlös NLX nano mikromotor med LED
- Multifunktionell ultraljudsscaler Varios 170 med LED
- 3-vägs bläster med LED
- Saliv sugning
- Stor, bakgrundsbelyst display
- Instrumenthållare med automatisk valfunktion
- Fotpedal

MODELL **Dentalone**

147.450 SEK*

184.310 SEK*



Det som tidigare var en smidig liten vagn har nu blivit en komplett utrustad tandvårdsenhet. Oavsett syfte – inom hemtjänst, på skolor eller för humanitär hjälp – kan Dentalone enkelt förflyttas från en plats till en annan och förvandlas till en bekväm, användarvänlig tandvårdsenhet på några sekunder.

VIVA MATE G5

BÄRBAR MIKROMOTOR MED BELYSNING FÖR MOBIL ANVÄNDNING

Trådlös

Denna mobila mikromotor/enhet kan användas var som helst tack vare dess starka batterier som är helt oberoende av nätanslutning i upp till 2 timmar. Med ett rotationsspektrum på 3 000 till 30 000 rpm kan den användas för alla typer av tandvårdstillämpningar när den används med rätt handstycke eller vinkelstycke.



MODELL **Viva Mate G5 Set**

19.860 SEK*

24.830 SEK*

iCare+

AUTOMATISKT SYSTEM FÖR RENGÖRING, DESINFICERING OCH SMÖRJNING AV INSTRUMENT

Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning och desinficering av dina hand- och vinkelstycken. iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument.

MODELL C2

- Inklusive 2 adapters för hand/vinkelstycken. + 2 adapters för turbin.

64.900 SEK*

74.900 SEK*

MODELL C3

- Inklusive 3 adapters för hand/vinkelstycken + 1 adapter för turbin.

64.900 SEK*

74.500 SEK*



KAMPANJ

Vid köp av ett instrumentpaket erbjudes en iCare+ för halva priset

iClave plus

HÖGPRESTERANDE VAKUUM-AUTOKLAV KLASSE B

- Lätt att använda
- Snabb. 25 min cykel för opackat gods
- 35 min för packat gods
- Perfekt för implantatkit
- Inkluderar helixtest och strips

57.200 SEK*

58.700 SEK*



Automatiskt vattenreningsystem kan köpas till iClave plus. Vattenreningsystemet Purity kan ställas ovanpå iClave plus.



ULTIMATE XL

BORSTLÖS MIKROMOTOR

- 1 000–50 000 rpm
- Lätt, ergonomiskt handstykke
- Enastående, smidig drift
- Patenterad dammskyddsmekanism
- Automatisk hastighetskontroll
- Autodrift-funktion



LABMOTOR MED EXTRA HÖGT
VRIDMOMENT 8,7 Ncm

Knämodell

Fotmodell

Bordsmodell

Tornmodell

20.570 SEK*

25.710 SEK*

LABMOTOR MED SMALARE
HANDTAG 6,0 Ncm

Knämodell

Fotmodell

Bordsmodell

Tornmodell

17.240 SEK*

21.540 SEK*

Endodonti

iPex II

APEXLOKALISATOR

- Noggrann mätning av rotkanalen med hjälp av smartlogic technology
- Fungerar under alla förhållanden, inklusive torra, blöta och blodiga kanaler

MODELL **iPex II**

8.500 SEK*

10.200 SEK*



VI ERBJUDER LOKAL SERVICE OCH SUPPORT!

KONTAKT

FÖRSÄLJNING



Niklas Nordström

Tel: 070-529 28 12

Email: niklas.nordstrom@nsk-nordic.com



Andreas Rosberg

Tel: 073-158 78 17


Email: andreas.rosberg@nsk-nordic.com



Nicklas Lindblad

Tel: 070-529 28 58

Email: nicklas.lindblad@nsk-nordic.com



*Alla priser i broschyren anges exkl. moms. Våra erbjudanden gäller inte i kombination med avtalspriser eller andra rabatter. Kampanjen gäller tom 30 Juni 2024. Med reservation för eventuella fel/tryckfel eller förändringar.

**Önskas du ett skräddarsytt erbjudande
så går det bra att kontakta någon
av våra produktspecialister**

SERVICE



Peter Dahlquist

Tel: 0768-600453

Email: peter.dahlquist@nsk-nordic.com

FÖLJ OSS PÅ:



Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!



@nsk-nordic



@nsknordic



@nsknordic



@nskdentaleurope

